








AeroChamber® aVHC* Mask TIPS



It's important to remember the following tips to gain a child's cooperation:

-  Never force the mask on the child or attempt to treat while the child is crying.
-  Give praise and rewards whenever the child is using the chamber correctly.
-  Practice 'short' pretend treatments by having the mask near the child's face.
-  Use teddy bears, dolls or even adults to 'pretend' to use the chamber and make it look like a game.
-  Let the child play with the chamber while offering encouragement.
-  Give the treatment when the child is happy, playing or sleeping.
-  Give the child stickers to put on their chamber to make it their own.



Small Mask



Medium Mask



Small Mask



Medium Mask

This device has not been made (or manufactured) with BPA (Bisphenol A) or Latex.

Manufactured by:

monaghan.

Monaghan Medical Corporation, 5 Latour Ave., Suite 1600, Plattsburgh, NY 12901
www.monaghanmed.com

Remember to read the complete instructions that are packaged with your **AeroChamber®** anti-static Valved Holding Chamber (aVHC) device.

*aVHC = Anti-Static Valved Holding Chamber
© 2012 Monaghan Medical Corporation™ and ® are trademarks and registered trademarks of Monaghan Medical Corporation or an affiliate of Monaghan Medical Corporation. This device was Made in the USA from Canadian and US parts.

CONSEJOS sobre la máscara *AeroChamber® aVHC**



Es importante recordar los siguientes consejos para obtener la cooperación del niño:

1. Nunca coloque la máscara o intente dar el tratamiento a la fuerza si el niño está llorando.
2. Elogie y recompense al niño cuando use la cámara correctamente.
3. Acerque la máscara a la cara del niño para practicar tratamientos fingidos "breves".
4. Utilice ositos de felpa, muñecas o incluso adultos para "fingir" que usan la cámara y que parezca un juego.
5. Deje que el niño juegue con la cámara mientras le alienta a usarla.
6. Realice el tratamiento cuando el niño esté contento, jugando o durmiendo.
7. Dé calcomanías al niño para pegar en la cámara, a fin de que la haga propia.



Máscara pequeña



Máscara mediana



Máscara pequeña



Máscara mediana

Este dispositivo no se fabricó (o manufacturó) con BPA (bisfenol A) o látex.

Fabricado por:

monaghan.

Monaghan Medical Corporation, 5 Latour Ave., Suite 1600, Plattsburgh, NY 12901
www.monaghanmed.com

Recuerde leer completamente las instrucciones incluidas con su cámara antiestática de retención con válvula **AeroChamber®** (aVHC).

*aVHC = Cámara Antiestática de Retención con Válvula
© 2012 Monaghan Medical Corporation™ y © son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Monaghan Medical Corporation o de una empresa afiliada de Monaghan Medical Corporation. Este dispositivo fue fabricado en EE. UU. con piezas canadienses y estadounidenses.